

APARAT ZA DIJADINAMSKE STRUJE

DIADIS PLUS



GLAVNE KARAKTERISTIKE :

- DIJADINAMIČKE STRUJE (DF, LP, CP, MF, MF1, RS, ...),
- POVEZIVANJE (KOMBINACIJA) BILO KOJIH OBLIKA STRUJA U LANAC PROCEDURA, PO ŽELJI,
- GALVANSKA STRUJA,
- TENS, simetrični i asimetrični, frekvencija 1-125HZ, impuls 50-300uS,
- MODULISANE STRUJE, paketi u minuti 6-30, modulacija pravougaona, Sp i eksponencijalna,
- EKSPONENCIJALNE STRUJE, E1, E2, ES...
- JONOFOREZA 8000HZ,
- TRAEBERT-OVE STRUJE,
- NEOFARADSKE,
- LCD EKLAN SA POZADINSKIM OSVETLJENJEM,
- ZVUČNI ALARM ZA KRAJ TERAPIJE,

- PROGRAMIRANJE SOPSTVENIH TERAPIJSKIH PROTOKOLA KOJI ĆE OSTATI MEMORISANI U APARATU...
- JEDNOSTAVNO POZIVANJE MEMORISANIH PROTOKOLA SA FUNKCIJSKIH TASTERA F1 DO F6 ITD...
- AUTOMATSKA I RUČNA PROMENA POLARITETA SA LAGANIM OPADANJEM JAČINE STRUJE DO NULE, A ZATIM LAGANIM RASTOM DO PODEŠENE VREDNOSTI, ALI SA DRUGIM POLARITETOM,
- INDIKACIJA POLARITETA NA EKSRANU,
- SLOBODNO ZADAVANJE PARAMETARA TERAPIJE,
- MOGUĆNOST PROGRAMIRANJA DO 8 MODULACIJA U JEDNOM TRETMANU,
- ISTOVREMENI PRIKAZ NA EKSRANU IZABRANOG STRUJNOG OBLIKA, VREMENA TERAPIJE, STRUJE BAZE (jednosmerna struja) I STRUJE DOZE (promenljiva struja), KAO I POLARITETA U KOLU PACIJENTA,

PRIBOR KOJI SE ISPORUČUJE UZ APARAT :

- 1) Gumeno-grafitne elektrode 5x5 cm – 2 kom.
- 2) Gumeno-grafitne elektrode 6x8 cm – 2 kom.
- 3) Sunderaste navlake za sve elektrode ,
- 4) Perforirani gumeni kaiš dužine 120cm, sa dugmetom --- 1 kom.
- 5) Perforirani gumeni kaiš dužine 60cm, sa dugmetom --- 1 kom.
- 6) Pacijent kabl – 1 kom.
- 7) Mrežni kabl – 1 kom.
- 8) Uputstvo za rad – 1 kom.

Napon napajanja	220V / 50Hz
Nominalna struja	max. 0,25A
Mrežni osigurač	220V, 0,63A (M)
Zaštitna klasa	zaštitna klasa I, tip BF, saglasno EN60601-1,
Ispitni napon	2.5 kV
Intenzitet struje	Do 60mA struja doze, struja baze do 9mA.
Tajmer	Digitalni, od 0 do 99 min.
Kraj terapije	Automatski, nakon isteka vremena terapije i označava se zvučnim signalom.
Težina	2.3 kg
Dimenzije	420 x 280 x 150 mm

JENA MEDICAL d.o.o.

Jovana Ristića 11
18000 Niš
Srbija

Tel/Fax: +381 18 4 576 552
Mob: +381 65 5 576 552

mail: office@jena.rs , info@jena.rs

web: www.jena.rs, www.jena.co.rs,
www.jena-medical.com

twitter: @Jenamedical