

APARAT ZA TENS

TENS J



GLAVNE KARAKTERISTIKE :

- DVOKANALNI APARAT ,
- ANALOGNE KOMANDE za jačinu struje,
- ENKODER ZA PROMENU PARAMETARA TERAPIJE,
- IMPULS OD 100uS do 400uS ,
- FREKVENCIJA OD 1 DO 150Hz,
- ZVUČNI ALARM ZA KRAJ TERAPIJE...

TRI REŽIMA RADA :

- NORM :
 - Monopolarni tens,
 - Širina impulsa 100uS do 400uS, podešava se okretanjem enkodera,
 - Vreme terapije, podešava se okretanjem enkodera
 - Frekvencija fiksna od 1 do 150Hz, podešava se okretanjem enkodera.

- MOD :
 - Frekventno modulisani tens,
 - Širina impulsa 100uS do 400uS, podešava se okretanjem enkodera,
 - Vreme terapije, podešava se okretanjem enkodera
 - Frekvencija promenljiva 1 do 150Hz, menja se automatski. Trenutna vrednost se očitava na ekranu. Frekvencija postepeno raste do maksimalne vrednosti (150Hz) i onda opada do minimuma, zatim opet raste do maksimuma i tako neprekidno.
- BURST :
 - Paketi impulsa (engl. BURST),
 - Širina impulsa 100uS do 400uS, podešava se okretanjem enkodera,
 - Vreme terapije, podešava se okretanjem enkodera
 - Odnos impuls - pauza, podešava se okretanjem enkodera.

Napon napajanja	220V / 50Hz
Nominalna struja	max. 0,15A
Mrežni osigurač	220V, 0,63A (M)
Zaštitna klasa	zaštitna klasa I, tip BF
Ispitni napon	2.5 kV
Intenzitet struje	Do 80mA
Tajmer	Digitalni, od 0 do 99 min.
Kraj terapije	Automatski, nakon isteka vremena terapije i označava se zvučnim signalom.
Težina	1,1 kg
Dimenzije	272 x 200 x 87 mm

Pribor :

- Gumeno-grafitne elektrode 5x5 cm – 4 kom.
- Sunderaste navlake za sve elektrode ,
- Perforirani gumeni kaiš dužine 120cm, sa dugmetom --- 2 kom.
- Pacijent kabl – 2 kom.
- Mrežni kabl – 1 kom.
- Uputstvo za rad – 1 kom.

JENA MEDICAL d.o.o.

Jovana Ristića 11
18000 Niš
Srbija

Tel/Fax: +381 18 4 576 552
Mob: +381 65 5 576 552

mail: office@jena.rs , info@jena.rs

web: www.jena.rs, www.jena.co.rs,
www.jena-medical.com

twitter: @Jenamedical